

Tracheo clean™

PROTECTION TRACHÉALE JETABLE








La simplicité
des soins postopératoires

 **Ceredas**
Votre confiance nous inspire

Ceredas a mis au point, à l'issue d'une étroite collaboration avec plusieurs départements d'ORL et de Pneumologie, un système de protection des voies respiratoires supérieures. Destiné aux laryngectomisés et trachéotomisés, ce système à usage unique, qui protège l'orifice de stomie, fait également office de filtre trachéal.

Tracheoclean™ est utilisable en période postopératoire, ainsi que chez les patients, après leur retour à domicile.

Dispositif non tissé bien plus pratique à utiliser que le pansement habituel, Tracheoclean™ ne nécessite aucun entretien particulier.



Avantages de TRACHEOCLEAN™

- ✔ Permet une mise en place facile et rapide
- ✔ Protège contre les poussières et souillures éventuelles
- ✔ Permet la filtration, le réchauffement et l'humidification de l'air inspiré
- ✔ Evite toutes difficultés respiratoires, grâce à la barrette trachéale intégrée
- ✔ Assure un contact non agressif avec les sutures
- ✔ Protège le personnel soignant* et simplifie son travail
- ✔ Préserve l'image du patient

* Evalué et référencé par la Commission Matériels de Sécurité du GERES (Groupe d'Etude sur le Risque d'Exposition des Soignants).

Conditionnement :

boîte de 50 ou 100 protections jetables

Composition de la protection trachéale jetable :

70 % viscose
30 % polyester



**TIERS PAYANT
INTEGRAL**